

**FICHE PRODUIT**



## Station de diagnostic avec horloge Riester

Référence : RIE-3651

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

La station de diagnostic ri-former s'adapte à tous les besoins :

- Elle est disponible avec un ou deux manches ainsi qu'en modèle avec ou sans horloge ;
- Elle est raccordée à l'alimentation secteur, ce qui la rend indépendante de toutes piles ou batteries.
- 1 manche, Sans têtes d'instrument.
- Station complète, avec plaque murale, vis, chevilles et plan de montage.
- Les modèles fonctionnant sur 230 V sont livrés avec un affichage au format 24 heures
- Les modèles fonctionnant sur 120 V sont livrés avec un affichage au format 12 heures.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/2114-station-de-diagnostic-avec-horloge-riester.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)