

FICHE PRODUIT



Thermomètre, Modèle Ri-thermo

Référence : RIE-1800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Il ne se contente pas de mesurer la température du corps, et détermine en outre avec précision la température de l'air et de l'eau.

Vous bénéficiez ainsi pour le bien-être des patients de trois valeurs de mesure réunies dans un seul appareil de haute qualité.

La mesure auriculaire est rapide, sûre, douce et exacte, c'est une solution idéale à long terme pour les grands et les petits.

Ce thermomètre aux multiples talents mémorise en effet jusqu'à dix valeurs différentes;

Que vous pouvez naturellement consulter à tout moment.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/2115-thermometre-modele-ri-thermo.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com