

FICHE PRODUIT



Thermomètre, Modèle Ri-gital

Référence : RIE-1850

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Facile à utiliser, solide et précis, ce thermomètre très populaire d'une qualité signée Riester ne doit manquer dans aucun foyer.
- Il est conçu pour la prise orale, rectale et axillaire de la température corporelle.
- Grâce à son capteur thermique extrêmement sensible, ce thermomètre prend des mesures particulièrement précises.

CARACTERISTIQUES:

- Mesure rapide et exacte,
- Affichage à quatre chiffres,
- Mémoire et tonalité d'avertissement,
- Incassable et étanche,
- Plage de mesure : de 32 à 43°C,
- Précision : +/- 0,1°C,
- Mise hors tension automatique au bout de 10 minutes,
- Pile-bouton longue durée comprise,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Livré dans sa boîte de rangement,
- 2 ans de garantie.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/2116-thermometre-modele-ri-gital.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com