

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex de luxe double pavillon adulte & pédiatrique

Référence : RIE-4061

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex de luxe | Acoustique de première classe adulte & pédiatrique

Le **stéthoscope Duplex de luxe à double pavillon en aluminium** s'adresse aux professionnels de santé souhaitant un instrument polyvalent et performant pour leurs consultations quotidiennes des adultes et des enfants.

Double pavillon : deux membranes pour une polyvalence maximale

Grande membrane Ø 48 mm (adulte) et **petite membrane Ø 36 mm** (pédiatrique), toutes deux avec bagues anti-froid ultra plates et douces. Acoustique nettement améliorée — diaphragme et cloche en un instrument.

Caractéristiques techniques

- Pavillon adulte : Ø 48 mm — Pavillon pédiatrique : Ø 36 mm
- Matériau : aluminium — Longueur : 77 cm
- Couleurs : noir, gris ardoise, bleu, safran
- Livré avec 2 paires d'embouts, 2 membranes de rechange, porte-nom

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2118-stethoscope-duplex-de-luxe-double-pavillon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com