

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex de luxe baby bébé & enfant

Référence : RIE-4042

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex de luxe baby | Précision pédiatrique pour bébés et enfants

Le **stéthoscope Duplex de luxe baby** répond aux besoins des pédiatres et infirmières qui auscultent régulièrement les bébés et jeunes enfants. Fabriqué selon des procédés de haute précision, il combine performance acoustique et douceur d'application.

Double pavillon inox taille pédiatrique

Pavillon Ø 36 mm avec bague anti-froid et **petit pavillon Ø 28 mm** — spécifiquement calibrés pour l'auscultation des bébés et jeunes enfants. Bagues anti-froid ultra douces pour le confort des petits patients.

Caractéristiques techniques

- Pavillon grand : Ø 36 mm — Pavillon petit : Ø 28 mm
- Matériau : acier inoxydable — Longueur : 76,5 cm
- Livré avec 2 paires d'embouts, 2 membranes de rechange, porte-nom

Garantie : 1 an.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2119-stethoscope-duplex-de-luxe-baby.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com