

FICHE PRODUIT

Flacon pour recueil d'urines de 24 h- 2 000 ml avec étiquette

Référence : SOC-F2000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Capacité volumique: 2000 ML.
- Dimensions (Ø base x Ø ouv. x Haut.): 110 x 95 x 72 x 230 mm.
- Matière : polyéthylène, forme rectangulaire, gradué de 0,1 à 2 l en 0,1 l.
- Fermeture par cape à vis jointée étanche, vissage rapide 1/4 de tour.
- Livré avec étiquette indiquant le mode d'emploi.
- Conditionnement par carton de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 50 flacons.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/212-flacon-pour-recueil-des-urines-de-24-h-2000-ml-avec-etiquette.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com