


FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex de luxe néonatal nouveau-né & nourrisson

Référence : RIE-4052

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex de luxe néonatal | Auscultation des nouveau-nés et nourrissons

Le **stéthoscope Duplex de luxe néonatal** est l'instrument indispensable des pédiatres, néonatalogistes et puéricultrices pour l'auscultation des nouveau-nés. Fabriqué selon des procédés de précision, il garantit une acoustique parfaite adaptée aux spécificités physiologiques des tout-petits.

Pavillon double de précision adapté aux nouveau-nés

Le **pavillon double en acier inoxydable** spécialement dimensionné pour la morphologie des nouveau-nés : grande membrane Ø 28 mm et petit pavillon Ø 22 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et très douces minimisant l'inconfort lors du contact avec la peau des nourrissons.

Caractéristiques techniques

- Pavillon grand : Ø 28 mm — Pavillon petit : Ø 22 mm
- Matériau : acier inoxydable — Couleur : bleu — Longueur : 76 cm
- Livré avec 2 paires d'embouts et 2 membranes de rechange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2120-stethoscope-duplex-de-luxe-neonatal.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com