

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex pavillon en laiton

Référence : RIE-4011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex pavillon en laiton | Robustesse et acoustique professionnelle

Le **stéthoscope Duplex à pavillon en laiton** de Riester est un instrument médical alliant robustesse et performance acoustique. Le laiton chromé offre une durabilité supérieure et une résistance optimale aux environnements hospitaliers exigeants.

Pavillon laiton chromé : durabilité supérieure

Le **pavillon double en laiton chromé** offre une excellente résistance à la corrosion et aux chocs, garantissant une longévité optimale en milieu hospitalier. Sa masse plus importante contribue à une stabilité acoustique accrue lors de l'auscultation.

Acoustique optimisée et finition soignée

Performance acoustique optimisée pour la détection des sons cardiaques et pulmonaires des adultes et des enfants. Finition chromée élégante et facile à désinfecter.

Caractéristiques techniques

- Pavillon double en laiton chromé
- Marque Riester — Réf. RIE-4011
- Adapté adultes et enfants

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2121-stethoscope-duplex-pavillon-laiton.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com