

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex baby aluminium Bleu pédiatrique

Référence : RIE-4041

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex baby aluminium Bleu | Légèreté et performance pour l'auscultation pédiatrique

Le **stéthoscope Duplex baby en aluminium bleu** est le choix idéal pour les professionnels de santé spécialisés en pédiatrie recherchant un instrument léger, performant et identifiable facilement en milieu hospitalier.

Pavillon aluminium léger taille pédiatrique

Le **pavillon double en aluminium particulièrement léger** offre une acoustique nettement améliorée. La **grande membrane Ø 36 mm** avec bague anti-froid ultra douce garantit une application idéale sur la peau délicate des bébés. Le petit pavillon Ø 28 mm complète le dispositif.

Caractéristiques techniques

- Pavillon grand : Ø 36 mm — Pavillon petit : Ø 28 mm
- Matériau : aluminium léger — Couleur : bleu — Longueur : 76,5 cm
- Livré avec embouts de rechange et membrane de rechange

Garantie : 1 an.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2122-stethoscope-duplex-baby-aluminium-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com