

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Duplex néonatal Riester

Référence : RIE-4051

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Duplex néonatal Riester | Auscultation de précision des nouveau-nés

Le **stéthoscope Duplex néonatal Riester** est conçu pour les pédiatres, néonatalogistes et puéricultrices qui auscultent les nouveau-nés. Sa construction de précision en acier inoxydable garantit une acoustique parfaite adaptée aux spécificités physiologiques des tout-petits.

Pavillon double de précision taille néonatale

Le **double pavillon en acier inoxydable** de haute précision, spécialement dimensionné pour les nouveau-nés, offre une acoustique de première classe pour l'auscultation cardiaque et pulmonaire des bébés. Les bagues anti-froid ultra douces minimisent l'inconfort au contact de la peau fragile des nourrissons.

Caractéristiques techniques

- Pavillon double néonatal en acier inoxydable
- Bagues anti-froid ultra douces
- Marque Riester — Réf. RIE-4051

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Adapté : nouveau-nés et nourrissons

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2123-stethoscope-duplex-neonatal-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com