

FICHE PRODUIT



Stéthoscope d'enseignement Duplex double lyre

Référence : RIE-4002-02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope d'enseignement Duplex double lyre | Formation médicale et apprentissage clinique

Le **stéthoscope d'enseignement Duplex à double pavillon et deux lyres** est l'outil indispensable pour la formation pratique en médecine et soins infirmiers. Sa conception unique permet au formateur et à l'étudiant d'écouter simultanément les mêmes sons lors d'une auscultation réelle.

Auscultation simultanée formateur & étudiant

Grâce à ses **deux lyres indépendantes** reliées au même pavillon, le formateur guide l'étudiant en commentant les sons qu'ils entendent tous deux au même moment — une approche pédagogique unique et irremplaçable pour l'enseignement clinique.

Qualité acoustique et caractéristiques techniques

- Double pavillon acier inoxydable
- Pavillon adulte Ø 48 mm — Pavillon pédiatrique Ø 36 mm
- Double lyre — Longueur totale : 115 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Livré avec 2 paires d'embouts et 1 membrane de rechange

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2124-stethoscope-enseignement-duplex-double-lyre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com