

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Riester Tristar triple pavillon

Référence : RIE-4091

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Riester Tristar | Triple pavillon adulte, enfant et néonatal

Le **stéthoscope Riester Tristar** est l'instrument le plus polyvalent de la gamme Riester. Fourni avec **trois doubles pavillons** en acier inoxydable de haute précision — adulte, enfant/bébé et nouveau-né — il couvre toutes les morphologies et tous les âges avec un seul stéthoscope.

Trois pavillons doubles pour toutes les morphologies

Chaque pavillon double en **acier inoxydable de précision** offre une acoustique de première classe pour sa gamme de taille. Le praticien choisit le pavillon adapté selon l'âge et la morphologie du patient.

Acoustique de première classe Riester

L'acoustique a été nettement améliorée par rapport aux versions précédentes. Le stéthoscope Tristar se prête à l'établissement de diagnostics précis chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3 doubles pavillons inclus : adulte, enfant/bébé, nouveau-né
- Matériau : acier inoxydable de précision
- Acoustique de première classe
- Marque Riester — Réf. RIE-4091

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2125-stethoscope-riester-tristar-triple-pavillon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com