

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Riester Ri-rap 40 cm

Référence : RIE-4150-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Riester Ri-rap 40 cm | Compacité et précision acoustique

Le **stéthoscope Riester Ri-rap 40 cm** est un instrument compact conçu pour les praticiens qui préfèrent une tubulure courte permettant un positionnement précis et stable lors de l'auscultation. Fabriqué par Riester, marque allemande de référence en instruments médicaux.

Tubulure courte 40 cm : précision et maniabilité

La **longueur de 40 cm** offre une excellente stabilité acoustique et réduit les bruits de frottement lors de l'auscultation. Idéal pour les examens en cabinet requérant une position précise du pavillon.

Qualité acoustique Riester

Fabriqué avec la rigueur de la marque Riester, le Ri-rap 40 cm offre une acoustique précise pour la détection des sons cardiaques et pulmonaires normaux et pathologiques.

Caractéristiques techniques

- Longueur tubulure : 40 cm
- Marque Riester — Fabricant allemand d'instruments médicaux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Réf. fabricant : RIE-4150-01

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2127-stethoscope-riester-ri-rap-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com