

FICHE PRODUIT

Stéthoscope obstétrical Pinard en aluminium

Référence : SOC-127000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Stéthoscope Pinard aluminium | Auscultation du cœur fœtal — Instrument obstétrical classique

Le **stéthoscope Pinard en aluminium** est l'outil obstétrical de référence pour l'auscultation des bruits du cœur fœtal pendant la grossesse. Sa version aluminium offre une durabilité supérieure tout en restant légère et facile à désinfecter.

Acoustique optimisée par la forme en entonnoir

La forme en entonnoir caractéristique permet de **concentrer et amplifier les sons cardiaques fœtaux** naturellement, sans amplification électronique. Légèreté de l'aluminium pour une manipulation confortable lors des consultations prénatales.

Robustesse et praticité supérieures

La **construction aluminium** offre une durabilité supérieure au modèle plastique tout en restant légère. Facile à stériliser et à désinfecter, idéal pour une utilisation intensive en maternité.

Caractéristiques

- Matériau : aluminium léger et robuste
- Forme : entonnoir obstétrical classique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Usage : auscultation cardiaque fœtale
- Idéal : maternités, consultations prénatales, gynécologie

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/2128-stethoscope-pinard-aluminium-obstetrical.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com