

FICHE PRODUIT

Tube Kima Microtest sans additif 250-500 µl stérile

Référence : TER-TM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube CAPIJECT TERUMO sec (sans anticoagulant) 500 µl pour analyse sur sérum.

Autres caractéristiques:

- Bouchon creux de couleur identique aux traits de graduation.
- Tube siliconé. Transfert rapide du sang au fond du tube. Contact quasi instantané avec l'anticoagulant.
- N° de lot et date de péremption sur chaque tube.
- Large collecteur solidaire du tube. Ecoulement rapide.
- Minimisation des risques de contamination.
- Traits de graduation de la couleur du bouchon. Evite les risques de confusion entre tubes après débouchage.
- Facile à maintenir debout grâce à son bouchon qui lui sert de support.
- Destinés aux prélèvements capillaires et/ou délicats au laboratoire ou dans les services hospitaliers : nourrissons, enfants, veines difficiles, personnes âgées, etc.
- Tube en polypropylène translucide ou ambré. Collecteur de sang intégré.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bouchon rentrant et coiffant. Non stérile.
- Conditionnement par boîte de 5 sachets de 50 tubes.

Conditionnement minimum de vente: rack de 250 tubes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-capiject/2129-tube-capiject-terumo-sec-500-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com