


FICHE PRODUIT



Cuve type hellendahl en tpx

Référence : SOC-CCH8TPX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve type hellendahl en tpx

- Peut contenir 8 lames de 76 x 26 mm verticalement.
- Possibilité de colorer 16 lames dos à dos.
- (Long. x Larg. x Haut.): 58 x 53,3 x 86mm.

Condition minimum de vente: Boîte 4 cuves.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/213-cuve-type-hellendahl-en-tpx.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com