

FICHE PRODUIT

Tube Kima Microtest avec activateur de coagulation et gel 800 µl stérile

Référence : TER-TMKG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube Kima Microtest gel séparateur + activateur coagulation 800 µl pour analyse sur sérum.

• Autres caractéristiques:

- Bouchon creux de couleur identique aux traits de graduation.
- Tube siliconé. Transfert rapide du sang au fond du tube.
- Contact quasi instantané avec l'anticoagulant.
- N° de lot et date de péremption sur chaque tube.
- Large collecteur solidaire du tube. Ecoulement rapide.
- Minimisation des risques de contamination.
- Traits de graduation de la couleur du bouchon. Evite les risques de confusion entre tubes après débouchage.
- Facile à maintenir debout grâce à son bouchon qui lui sert de support.
- Destinés aux prélèvements capillaires et/ou délicats au laboratoire ou dans les services hospitaliers : nourrissons, enfants, veines difficiles, personnes âgées, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tube en polypropylène translucide ou ambré.
- Collecteur de sang intégré.
- Bouchon rentrant et coiffant.
- Non stérile.
- Conditionnement par carton de 20 racks de 50 tubes.

Conditionnement minimum de vente: rack de 50 tubes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-capiject/2130-tube-capiject-terumo-gel-activateur-500-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com