


FICHE PRODUIT



Portoir autobloquant pour cryovials

Référence : SPT-PCRY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoir autobloquant pour CRYOVIALS.

- Portoir en polypropylène pour 50 tubes;
- Système de blocage de la base des tubes à jupe permettant l'ouverture ou la fermeture de ceux-ci avec une seule main;
- A utiliser avec les cryotubes à jupe décrits pages 312 et 313;
- Couleur bleue.
- Dimensions(mm): L 200 x l 100 x ht 25.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoir-autobloquant/2137-portoir-autobloquant-pour-cryovials.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com