


FICHE PRODUIT

Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 1,2,3ml, blanc

Référence : EDL-BCRY2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 1,2,3ml, blanc

Les Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 1,2,3ml, blanc servent au stockage et à la congélation de 100 tubes de tailles variant de 1ml à 3 ml d'échantillons biologiques. Elles sont imperméables, idéales pour des températures très basses (jusqu'à -80°C).

- Boîtes carrées avec revêtement lisse évitant la formation de givre.
- Pour congélation jusqu'à -80°C.
- Repérage alphanumérique sur le couvercle et la partie supérieure de la boîte.
- Munies d'un système détrompeur.
- Nombre de tubes: 100(10 x 10).
- Dimension (Côtes): 136 x 136mm
- Hauteur: 52mm
- Conditionnement minimum de vente: 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-a-congelation-en-carton/2139-boartes-a-congelation-en-carton-hydrophobe-1-2-3ml-blanc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com