

FICHE PRODUIT



Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, blanc (64 tubes à prélèvement sanguin)

Référence : EDL-BCRY5-64

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, Blanc

Les **Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, Blanc** servent au stockage et à la congélation de **64 tubes de 5ml de prélèvement sanguin**.

Elles sont imperméables, idéales pour des températures très basses.

- * Boîtes carrées avec revêtement lisse évitant la formation de givre.
- * Pour **congélation jusqu'à -80°C**.
- * Repérage alphanumérique sur le couvercle et la partie supérieure de la boîte.
- * Munies d'un système détrompeur.
- * Modèle recommandé pour les tubes à prélèvement sanguin.
- * Nombre de tubes: 64 (8 x 8)
- * Dimension (Côtes): 136 x 136 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Hauteur: 86 mm

* Conditionnement minimum de vente: 1

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-a-congelation-en-carton/2142-boarte-stockage-64-tube.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com