

FICHE PRODUIT

Boîte à congélation en polycarbonate pour microtubes

Référence : SOC-BCRY264

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte à congélation en polycarbonate pour microtubes

Cette **Boîte à congélation en polycarbonate pour microtubes** sert au stockage et à la congélation de **64 tubes d'échantillons biologiques de 0,5 à 2ml**.

Elle est **abautoclavle, imperméable**, très résistante et idéale pour des **températures allant de -130°C à +121°C**.

- Pour 64 tubes de 0,5 à 2 ml (Microtubes vissant ou microtubes fond conique cape attenante 1,5 et 2 ml).
- Utilisation possible entre -130°C et +121°C.
- Autoclavable.
- Empilable.
- Munie d'un système détrompeur.
- Repérage numérique sur le couvercle.
- Couvercle transparent pour visualiser le contenu de la boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mousse portoir en polyuréthane bleue.

Dimensions (mm): Longueur 133 x largeur 133 x hauteur 52.

Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-a-congelation-polycarbonate/2143-boarte-a-congelation-en-polycarbonate-pour-microtubes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com