

FICHE PRODUIT



Boîte polypropylène pour congélation 100 tubes 2ml

Référence : SOC-BCONG100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes à congélation en polypropylène; Version Couvercle à charnière; Pour congélation jusqu'à -90°C

- Fond compartimenté.
- Repérage alpha-numérique.
- Acceptent:
 - Les microtubes standards fond conique et cape attenante.
 - Les microtubes vissants (voir pages 164 et 165).
 - Les tubes Cryovials jusqu'à 2 ml.
- Couleur naturelle.
- Capacité des tubes: 2ml.
- Nombre de tubes: 100(10 x 10).
- Dimension(L x l x H): 140 x 140 x 55.
- Conditionnement: Carton de 5 boîtes.
- Condition minimum de vente: 1 boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-congelation-polypropylene/2144-boarte-polypropylene-pour-congelation-100-tubes-2ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com