

FICHE PRODUIT

Boîte polypropylène pour congélation 50 tubes 2ml

Référence : SOC-BCONG50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes à congélation en polypropylène; Version Couvercle à charnière; Pour congélation jusqu'à -90°C;

- Fond compartimenté.
- Repérage alpha-numérique.

Acceptent:

- Les microtubes standards fond conique et cape attenante.
- Les microtubes vissants (voir pages 164 et 165).
- Les tubes Cryovials jusqu'à 2 ml.
- Couleur naturelle.

Capacité des tubes: 2ml.

Nombre de tubes: 50 (10 x 5).

Dimension(L x l x H): 40 x 70 x 55.

Conditionnement: Carton de 5 boîtes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Condition minimum de vente: 1 boîte.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-congelation-polypropylene/2145-boarte-polypropylene-pour-congelation-50-tubes-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com