

FICHE PRODUIT



Socle présentoir pour barquette refermable

Référence : COP-PBOPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Socle présentoir pour barquette refermable; * Permet de travailler aisément d'une seule main. * Une languette sous le présentoir maintient la barquette ouverte durant toute la durée de la manipulation.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/socle-presentoir-pour-barquette/2155-socle-presentoir-pour-barquette-refermable.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com