


FICHE PRODUIT

Öses à usage unique COPAN, souple, vert clair, barquette refermable / 40

Référence : COP-OPS1SR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Öses, usage unique COPAN, souple, vert clair, barquette refermable / 40; * Surface de l'anse ultra-lisse: facilite l'étalement et n'entame pas la gélose. * Manche hexagonal pour une meilleure préhension. * Matière: polystyrène. * 2 versions: * Souple, flexible. * Dure, rigide. * 2 volumes disponibles: * 1 µl, couleur verte. * 10 µl, couleur bleue. * Code couleur différencié pour les 4 modèles. * Öses calibrées selon la méthode Evans Blue Dye (mesure du volume réellement transféré). * Stériles. * Certificat de calibration fourni dans chaque carton de 500 ou 1 000 öses; * Permet une restitution totale des échantillons. * Conditionnement: Barquette refermable de 40 öses. * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 1 000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oeses-a-usage-unique-copan/2158-a-ses-usage-unique-copan-souple-vert-clair-barquette-refermab-4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com