

**FICHE PRODUIT**



## öses à usage unique COPAN, souple, bleu clair, barquette refermable / 40

Référence : COP-OPS10SR

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

Öses, usage unique COPAN, souple, bleu clair, barquette refermable / 40; \* Surface de l'anse ultra-lisse: facilite l'étalement et n'entame pas la gélose. \* Manche hexagonal pour une meilleure préhension. \* Matière: polystyrène. \* 2 versions: \* Souple, flexible. \* Dure, rigide. \* 2 volumes disponibles: \* 1 µl, couleur verte. \* 10 µl, couleur bleue. \* Code couleur différencié pour les 4 modèles. \* öses calibrées selon la méthode Evans Blue Dye (mesure du volume réellement transféré). \* Stériles. \* Certificat de calibration fourni dans chaque carton de 500 ou 1 000 öses; \* Permet une restitution totale des échantillons. \* Conditionnements: Barquette refermable de 40 öses. \* Conditionnement minimum de vente: Boîte de 1 000.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/oeses-a-usage-unique-copan/2167-a-ses-usage-unique-copan-souple-bleu-clair-barquette-refermab-4.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)