

FICHE PRODUIT



Essuyeurs KIMTECH pure

Référence : SOC-KIMTECH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs KIMTECH pure

Description et caractéristiques :

- Essuyeur blanc non tissé 100% polypropylène, inerte aux acides et aux solvants, résistants, non pelucheux.
- Hygiénique et révélateur de salissures ;
- Particulièrement adapté en laboratoire pharmaceutique et agro-alimentaire ;
- Conditionnement en pochette distributrice : essuyeurs protégés, 35 formats par pochette ;
- Dimensions des formats : 35 x 38,5 cm ;
- Conditionnement : Carton de 12 pochettes ;
- Condition minimum de vente : 1 pochette.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2168-essuyeurs-kimtech-pure.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com