

FICHE PRODUIT



Essuyeurs KIMTECH sciences, qualité précision

Référence : KCP-KIMTECHPF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs KIMTECH sciences, qualité précision

- Ils sont composés de 100% de fibres vierges de meilleure qualité, encore plus résistant, doux, pur et absorbant.
- Ils absorbent mieux les liquides et ramassent mieux les poussières. *
- La distribution anti-statique permet de réduire le nombre de particules et la décharge électrostatique.
- Distribution format par format permettant de contrôler l'utilisation et de réduire les gaspillages.
- Utilisations : essuyage optique, pipettes, etc
- 1 plis; 280 formats par boîte;
- Dimensions des formats: 11 x 21 cm;
- Condition minimum de vente: Carton de 30 boîtes soit 8 400 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2171-essuyeurs-kimtech-sciences-qualite-precision.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com