

FICHE PRODUIT

Essuyeurs à encombrement réduit

Référence : KCP-EST

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs à encombrement réduit

Muni d'un dévidage classique;

Longueur du rouleau: 48 m;

Diamètre externe de la bobine: 120 m;

200 formats par rouleau;

Dimensions des formats: 20 x 24 cm;

Condition minimum de vente: Carton de 12 rouleaux, soit 2 400 formats.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2172-essuyeurs-a-encombrement-reduit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com