

FICHE PRODUIT

Essuyeurs KIMTECH sciences, qualité professionnelle

Référence : KCP-KIMWIP100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs KIMTECH sciences

- qualité professionnelle avec 100% de fibres vierges de meilleure qualité,
- encore plus résistant, doux, pur et absorbant. Absorbe mieux les liquides et ramasse mieux les poussières.
- La distribution anti-statique permet de réduire le nombre de particules et la décharge électrostatique. La distribution format par format permettant de contrôler l'utilisation et de réduire les gaspillages.

Utilisations : essuyage optique, pipettes, etc; 2 plis; 100 formats par boîte; Dimensions des formats: 20 x 21 cm;

Condition minimum de vente: Carton de 33 boîtes soit 3 300 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2173-essuyeurs-kimtech-sciences-qualite-professionel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com