

FICHE PRODUIT

Tabouret noir à hauteur réglable

Référence : SOC-GEU-811704

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tabouret noir, piètement brillant, 5 roues vélin à gaz.

- Assise ignifugée.
- Réglable de 48 à 70 cm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/2175-tabouret-noir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com