


FICHE PRODUIT



Tabouret ochre

Référence : SOC-GEU-811699

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tabouret ochre, piètement noir, 5 roues vérin à gaz * Assise ignifugée, * Réglable de 48 à 70 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/tabouret/2176-tabouret-ochre.html>

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com