

FICHE PRODUIT



öses - Inoculateurs à usage unique, 10 µl

Référence : SOC-OPS10B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Öses - Inoculateurs à usage unique, 10 µl

- * En polystyrène.
- * Une extrémité de 1 ou 10 µl, une extrémité boule.
- * Longueur: 200 mm.
- * Stériles.
- * Pour usage général de laboratoire.
- * Couleur Bleu.
- * Condition minimum de vente des öses - inoculateurs : Carton 50 sachets de 20 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oeses-inoculateurs-a-usage-unique/2183-a-ses-inoculateurs-a-usage-unique-10-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com