

FICHE PRODUIT



Spatules plastique d'agitation à usage unique, stérile

Référence : SOC-SPAS5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Spatules plastiques d'agitation à usage unique, stérile;

- * Longueur: 150 mm.
- * Conditionnement: 5 boîtes de 1 000 pièces en sachet à glissière de 5.
- * Conditionnement minimum de vente: Boîte 1 000 pièces / 5.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/spatules-d-agitation/2185-spatules-plastique-d-agitation-a-usage-unique-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com