


FICHE PRODUIT



Fils pour manche PASTEUR, Fil nickel chrome droite

Référence : SOC-FNC60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Fil (Long x Ø): 60 x 0,6 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-pour-manche-pasteur/2189-fils-pour-manche-pasteur-fil-nickel-chrome-droite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com