

FICHE PRODUIT



Kit coloration de gram-Hücker I (action rapide)

Référence : RER-3615200000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit coloration de Gram-Hücker

Pour la coloration simultanée d'un panier de lames, avec différenciateur à action rapide.

Conditionnement de vente:

- Cristal violet oxalate 1x240ml
- Liquide de lugol stabilisé PVP 1x240ml 0 1
- Différenciateur rapide (alcool/acétone) 1x240ml
- Safranine 1x240ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-de-gram-ha-cker/219-kit-coloration-de-gram-hucker-l-action-rapide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com