

**FICHE PRODUIT**

## Inoculateur - Pointe stérile / 40, barquette refermable

Référence : COP-IPSR

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Inoculateur \* Pointe. \* Manche hexagonal. \* Stériles; Couleur violet. \* Longueur: 190 mm. \*  
Conditionnement: Carton 25 barquettes de 40 pièces. \* Conditionnement minimum de vente: 1 000.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/inoculateur-pointe/2195-inoculateur-pointe-sterile-40-barquette-refermable.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com