

FICHE PRODUIT

Inoculateur - Pointe stérile / 50, tube à vis refermable

Référence : COP-IPST

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Inoculateur * Pointe. * Manche hexagonal. * Stériles; Couleur violet. * Longueur: 190 mm. * Conditionnement: Carton 20 tubes de 50 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 1 000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/inoculateur-pointe/2196-inoculateur-pointe-sterile-50-tube-a-vis-refermable.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com