

FICHE PRODUIT

Spéculum nasal HL 2,5 V à F.O. Modèle ri-scope

Référence : RIE-10536

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Sans anti-vol
- Avec lampe au xénon XL 3,5 V ou lampe halogène HL 2,5 V.
- La qualité haut de gamme des fibres optiques assure la concentration et la transmission optimales de la lumière. La lumière froide et similaire à celle du jour rend l'examen très agréable, pour le patient comme pour le médecin.
- Lentille pivotante et amovible grossissante au facteur 2,5.
- L'écartement lent et contrôlé du spéculum s'effectue via la molette de réglage, l'écartement rapide s'obtient en appuyant vers le bas sur cette molette.
- Fermeture à baïonnette, pour la fixation rapide et sûre sur le manche.
- Boîtier résistant aux chocs, en matière plastique renforcée aux fibres de verre.
- Le remplacement de la lampe est aisé et s'effectue au niveau de la face inférieure de la tête de l'instrument.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/2197-speculum-nasal-hl-2-5-v-a-f-o-modele-ri-scope.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com