

FICHE PRODUIT



Etalon urinaire Kova-Trol, coffret de 4 flacons de 60ml contrôles élevés.

Référence : SOC-KTROL1E60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Etalon urinaire Kova-Trol, coffret de 4 flacons de 60ml contrôles élevés.

- Préparation lyophilisée à base d'urine humaine
- Additionné de leucocytes «simulés» et d'hématies stabilisées

Application

- Utilisé pour les contrôles qualité sur les différents paramètres chimiques
- Utilisable pour contrôle sur bandelettes urinaires

Avantages

- Résistance à haute température
- Qualité, justesse et sécurité
- Réduction des variables
- Résultats fiables et reproductibles
- Large compatibilité avec les automates du marché
- Stable 27 mois au frigo avant reconstitution
- Stable 30 jours après reconstitution à une température $\leq -20^{\circ}\text{C}$

Aspect Solide: ambre-jaune

Odeur: Inodore

Valeurs hautes anormales + urobilinogène: Oui

Emballage: 4x60ml

Stabilité: - Quand il est stocké à $2-8^{\circ}\text{C}$, le produit est stable 27 mois.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Après reconstitution, le produit est stable 7 jours à 2-8°C et 20 jours à une température inférieure à 20°C.

Température de stockage: +2 à +8°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kits-de-contrôle-urinaire/22-coffret-de-4-flacons-de-60-ml-contrôles-normaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com