

FICHE PRODUIT

Tonomètre, Modèle RIESTER SCHIOTZ

Référence : RIE-5110

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Un chef d'oeuvre de la mécanique de précision ! Tonomètres oculaires de précision selon le professeur SCHIÖTZ, pour la mesure de la pression intraoculaire.

Leur fiabilité et leur longévité rendent ces instruments de mesure haut de gamme irremplaçables dans tout cabinet ou clinique ophtalmologique.

Description:

- Avec agathe de qualité supérieure, pour une longévité hors du commun
- Mesure de précision sur une graduation allant de 0 à 20 et de 0 à - 1
- Lisibilité parfaite de la graduation, grâce à l'aiguille rouge
- Toutes les pièces importantes sont en acier inoxydable, le reste est chromé
- Complet, dans un étui de luxe noir avec logements préformés façon velours
- Chaque appareil est équipé de trois poids (5,5 g, 7,5 g et 10 g) et d'un tableau de conversion.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/2201-tonometre-modele-riester-schia-tz.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com