

FICHE PRODUIT

Pince en polypropylène autoclavable

Référence : SOC-PCP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pince en polypropylène autoclavable

Pince pour fermeture par clamage de sachets stériles en cours d'utilisation ou pour la manipulation de matériel aseptique ou stérile.

* Condition minimum de vente: Sachet de 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-polypropylene-autoclavabl/2204-pince-en-polypropylene-autoclavable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com