

FICHE PRODUIT



Cuve en tpx

Référence : SOC-CCTPX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve en TPX

- Chaque cuve est livrée avec 2 couvercles permettant une manipulation avec ou sans portoir de lames
- (Long. x Larg. x Haut.): 101 x 81 x 70mm
- Condition minimum de vente: Boîte 4 cuves+8 couvercles.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/221-cuve-en-tpx.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com