


FICHE PRODUIT



Coffrets de rangement en carton rigide plastifié pour 100 lames

Référence : SOC-BPM100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coffrets de rangement en carton rigide plastifié pour 100 lames de 76 x 26 mm.

- Ecrin noir pour rangement des préparations microscopiques.
- Le rebord de la partie inférieure empêche l'infiltration de poussière lorsque le couvercle est fermé.
- Le couvercle et la partie inférieure sont reliés au moyen de petites charnières.
- L'écrin se ferme grâce à des fermetures métalliques fiables.
- Les supports intérieurs, en plastique, à rainures, sont numérotés individuellement pour des lames 76 x 26 mm.
- Un répertoire numéroté est imprimé à l'intérieur du couvercle permettant une identification rapide.
- (Haut. x Larg.): 275 x 195 x 38 mm.
- Condition minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coffrets-de-rangement-en-carton/2216-coffrets-de-rangement-en-carton-rigide-plastifie-100-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com