


FICHE PRODUIT



Boîtes de stockage pour 25 lames

Référence : SOC-BP25L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes en polystyrène anti-choc pour 25 Lames.

- Boîtes pratiques, lavables, d'un encombrement minimum pouvant être superposées sans risque de casse.
- Les emplacements sont numérotés individuellement pour des lames 76 x 26 mm.
- Une fiche pour le classement et l'identification des préparations est fournie avec chaque boîte.

(Haut. x Larg.): 98 x 83 x 38 mm.

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-en-polystyrene-anti-cho/2217-boartes-en-polystyrene-anti-choc-25-lames.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com