

FICHE PRODUIT



Urinelle

Référence : URI-URINELLE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Urinelle: Calice hygiénique en fibre de cellulose à usage unique.

Caractéristiques:

- Permet le recueil d'urine non souillée et contribue à la fiabilité des résultats.
- Permet aux femmes d'uriner sans s'asseoir et de remplir confortablement le flacon de recueil d'urine destiné à un ECBU.
- Son utilisation n'altère en rien les résultats de l'analyse quelque soit le paramètre recherché.
- Pratique et Hygiénique.
- Anatomique et facile d'utilisation. Hydrophobe et 100% biodégradable.
- Emballage unitaire, stérile.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 60 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-les-prelevements-urinaires/222-urinelle.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com