

FICHE PRODUIT

Emballage DIAGNOBOX pour le transport d'échantillons infectieux

Référence : SOC-DIAGNOBOX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques de l'Emballage DIAGNOBOX

- Emballage à usage unique.
- Boîte en carton.
- Dimensions Intérieures (L x l x H): 240 x 100 x 100 mm.
- Dimensions Extérieures (L x l x H): 265 x 105 x 110 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Sachet de 50 (Livrés à plat).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/2221-diagnobox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com