

FICHE PRODUIT

Sacs de transport isothermes pour prélèvements biologiques, 27 Litres

Référence : SOC-SI27L-04

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs de transport ISOTHERMES pour prélèvements biologiques, 27 Litres;

Ces Sacs isothermes sont utilisés pour le transport d'échantillons.

Ils sont fabriqués en trois matériaux différents : **Polyéthylène-acétate de vinyle** (PEVA), **Polyéthylène** et **Mousse de polyuréthane**.

Les deux fonctions principales des sacs isothermes sont de protéger les échantillons et de maintenir leur température pendant leur transport, et ce, indépendamment des conditions climatiques pendant **6 heures**.

Les sacs sont disponibles en couleur **verte** et **bleu**.

Caractéristiques des sacs isothermes :

- Trois systèmes de fermeture : un velcro (sauf le modèle de 6 l), une fermeture éclair, et un cadenas à code numérique.
- Poche intérieure indépendante pour placer les pastilles de froid.
- Poche extérieure frontale transparente très résistante, pour l'identification du laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poche extérieure (au-dessus du rabat) transparente pour documentation.
- Dimensions extérieures (L x P x H): 390 x 250 x 280 mm
- Pack froid: 1

Avantage :

- Matériaux très robustes, d'une grande résistance aux chocs et aux manipulations violentes.
- Sacs légers et ne faisant pas de bruit à la manipulation : un grand avantage en comparaison avec les sacs rigides existant sur le marché.
- Inviolables grâce à leur fermeture par cadenas.
- Leur stockage occupe peu d'espace. Les sacs sont livrés pliés, réduisant ainsi leur volume de 50 %.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes/2230-sacs-de-transport-isothermes-pour-prelevements-biologiques-27.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com