

FICHE PRODUIT

Sacs de transport isothermes résistants, 12 Litres

Référence : SOC-SIR12L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs de transport ISOTHERMES résistants, 12 Litres

Matériau ultra-résistant (support toile polyamide sur enduit PVC d'1,5 mm) pour:

- * Une protection optimale des prélèvements contre les chocs.
- * Très grande résistance mécanique.
- * Pour usage intensif.
- * Très pratique : léger, nombreux compartiments pour faciliter l'identification.
- * Sécurité assurée par une fermeture éclair scellable (oeillet de verrouillage).
- * Facile à nettoyer et à désinfecter.
- * Couleur : Bleu roi.
- * Les modèles 24 et 42 litres sont livrés avec un cadenas;
- * Dimensions extérieures (L x P x H): 200 x 200 x 300 mm;
- * Pack froid: 1;
- * Cadenas: Non.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes-r/2237-sacs-de-transport-isothermes-resistants-12l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com