

FICHE PRODUIT



Papier thermique ECG SCHILLER AT 6 / SP 200

Référence : SOC-SCHILLER AT6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG SCHILLER AT 6 / SP 200:

- * Pliage pour SCHILLER AT 6 / SP 200.
- * **Dimensions:** 145 x 100 x 350.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-schiller/2241-papier-thermique-ecg-schiller-at6-sp200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com